


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab14 Pour Wb Et Elisa - P61106

Numéro d'article: CM0014224



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAB14 validé pour Western blot et ELISA. Détecte le RAB14 humain et murin, une petite GTPase Rab régulant le trafic Golgi-endosome, l'ancrage endosomal et l'adhésion cellulaire. Convient aux applications IVD et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBP, RAB-14, RAB14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51552
GeneID	51552
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 39 et 140 de la protéine RAB14 humaine (NP_057406.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61106
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace