

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab17 Pour Wb, Elisa - Q9H0T7

Numéro d'article: CM0026393

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre RAB17 humain, adapté aux applications WB et ELISA. Détecte RAB17 dans les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la transcytose et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB17 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAB17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64284
GeneID	64284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-212 de RAB17 humain (NP_071894.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0T7
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace