

Anticorps Polyclonal Anti-Rab18 Pour Wb Et Elisa - Q9Np72

Numéro d'article: CM0030445



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RAB18 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le RAB18 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du trafic membranaire intracellulaire, des contacts réticulum endoplasmique-gouttelettes lipidiques et de la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB18 Lapin pAb
Remarques/Alias	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22931
ID de gène	22931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 du RAB18 humain (NP_067075.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NP72
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace