

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Numéro d'article: CM0013224



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RAB1A humain (NP_004152.1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur le trafic du réticulum endoplasmique à l'appareil de Golgi et sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB1A Lapin pAb
Remarques/Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5861
ID de gène	5861
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du RAB1A humain (NP_004152.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P62820
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace