


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab1B Pour Wb, Elisa - Q9H0U4

Numéro d'article: CM0027961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre RAB1B humain (NP_112243.1), validé pour Western blot et ELISA. Adapté à la détection de RAB1B dans des échantillons humains et murins, avec un poids moléculaire de 22 kDa. Idéal pour l'étude du trafic membranaire intracellulaire et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] RAB1B Lapin pAb
Remarques / Alias	RAB1B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	81876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 7 à 201 de RAB1B humain (NP_112243.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0U4
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet de glace