

Anticorps Polyclonal Anti-Rab20 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx57

Numéro d'article: CM0019379

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RAB20. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Favorise les recherches sur le trafic membranaire, la maturation des phagosomes et la biologie du cancer du pancréas.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RAB20
Remarques/Alias	RAB20
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55647
ID du gène	55647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 190 de la protéine humaine RAB20 (NP_060287.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NX57
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace