

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab21 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI25

Numéro d'article: CM0015262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RAB21 humain (protéine Rab-21 apparentée à Ras), validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le RAB21 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat à environ 24 kDa. Idéal pour les études du trafic membranaire, du recyclage des intégrines et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB21 pAb de lapin
Remarques/Alias	RAB21
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	23011
GenelD	23011
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UL25
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace