

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab22A Pour Wb, Ip, Elisa - Q9UI26

Numéro d'article: CM0006818

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RAB22A validé pour WB, IP, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Immunogène recombinant (aa 1-100). Cible la protéine ras-related Rab-22A, une GTPase clé du trafic endocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin RAB22A
Remarques/Alias	RAB22A ; protéine ras-related Rab-22A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57403
GenelD	57403
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de RAB22A humain (NP_065724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UL26
Poids moléculaire protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace