


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab23 Pour Wb, Elisa - Q9ULc3

Numéro d'article: CM0027637



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RAB23 humain pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur l'homme, la souris et le rat. Cible une protéine de 27 kDa impliquée dans le trafic ciliaire et la signalisation Hedgehog.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB23 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSPC137; RAB23
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51715
GenelD	51715
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULC3
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace