


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab26 Pour Wb, Elisa - Q9ULW5

Numéro d'article: CM0024448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le RAB26 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible un régulateur clé du trafic vésiculaire, idéal pour la recherche en neurosciences et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RAB26
Remarques/Alias	V46133 ; RAB26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25837
GeneID	25837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 du RAB26 humain (NP_055168.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULW5
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace