

Anticorps Polyclonal Anti-Rab27A (Validé Par Kd) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51159

Numéro d'article: CM0020176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RAB27A (validé par KD) pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte RAB27A humain et murin. Idéal pour l'étude du trafic intracellulaire, de l'exocytose et de la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] RAB27A pAb de lapin
Remarques/Alias	GS2 ; RAM ; RAB27 ; HsT18676 ; [Validé par KD] RAB27A
Espèce	Humaine
GeneID	5873
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 221 de RAB27A humain (NP_899057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P51159
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace