

Anticorps Polyclonal Anti-Rab27B Pour Wb, Elisa - O00194

Numéro d'article: CM0014910



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RAB27B humaine, adapté pour WB et ELISA ; réaction croisée avec la souris. Étudiez le trafic membranaire dépendant des GTPases, la dynamique endosomiale et le transport axonal. - O00194

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB27B pAb de lapin
Remarques / Alias	C25KG ; RAB27B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5874
GeneID	5874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de la RAB27B humaine (NP_004154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00194
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet de glace