

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab27B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O00194

Numéro d'article: CM0012471



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RAB27B, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la voie endocytaire tardive et du trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RAB27B
Remarques/Alias	C25KG
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5874
GeneID	5874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 218 de la protéine humaine RAB27B (NP_004154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00194
Poids moléculaire	25 kDa
Expédition	Sac de glace