


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab28 Pour Wb, Elisa - P51157

Numéro d'article: CM0022222



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAB28 validé pour WB et ELISA. Cible la RAB28 humaine, une petite GTPase impliquée dans le trafic membranaire et l'élimination du segment externe des cellules coniques. Convient aux applications de recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB28 pAb de lapin
Remarques/Alias	CORD18 ; RAB28
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9364
GeneID	9364
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P51157
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac réfrigérant