


Anticorps Polyclonal Anti-Rab2A Pour Wb, Elisa - P61019

Numéro d'article: CM0020419



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RAB2A (protéine Rab-2A apparentée à Ras). Validé pour WB et ELISA ; réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Régule le transport entre le RE et l'appareil de Golgi ainsi que l'autophagie. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB2A pAb de lapin
Remarques/alias	LHX ; RAB2 ; RAB2A
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	5862
ID du gène	5862
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-212 de la protéine humaine RAB2A (NP_002856.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P61019
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Poche réfrigérante