


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab2A Pour Wb Et Elisa - P61019

Numéro d'article: CM0016208



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine RAB2A humaine pour Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	LHX, RAB2, RAB2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 212 de la RAB2A humaine (NP_002856.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61019
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace