

Anticorps Polyclonal Anti-Rab31 Pour Wb, Elisa - Q13636

Numéro d'article: CM0030431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RAB31 (Rab22B) humain pour western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Validé avec un immunogène recombinant. Découvrez le rôle de cette Rab GTPase dans la fonction du Golgi et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB31 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Rab22B ; RAB31
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	11031
Identifiant de gène	11031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de RAB31 humain (NP_006859.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13636
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace