

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab31 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13636

Numéro d'article: CM0026549



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin RAB31 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Explorez le rôle de la GTPase RAB31 dans la fonction de l'appareil de Golgi, l'endocytose et la maturation du phagosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin RAB31
Remarques/Alias	Rab22B ; RAB31
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11031
GeneID	11031
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de la protéine RAB31 humaine (NP_006859.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13636
Poids Moléculaire Protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace