

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab33A (Rabs10) Pour Wb Et Elisa - Q14088

Numéro d'article: CM0020771

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RAB33A humain, validé pour Western blot et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la formation d'autophagosomes et du trafic membranaire dans les cellules lymphoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB33A Rabbit pAb
Remarques / Alias	RabS10; RAB33A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9363
GeneID	9363
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-237 de RAB33A humain (NP_004785.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14088
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace