


Anticorps Polyclonal Anti-Rab38 Pour Wb, Elisa - P57729

Numéro d'article: CM0022288



Introduction

Anticorps polyclonal produit contre la protéine RAB38 (NY-MEL-1) humaine pour Western Blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat ; détecte une bande de 24 kDa. Utile pour les études sur la biogenèse des mélanosomes et le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB38 Rabbit pAb
Remarques/Alias	rrGTPbp ; NY-MEL-1 ; RAB38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23682
GeneID	23682
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57729
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sachet de glace