

Anticorps Polyclonal Anti-Rab3Gap1 Pour Wb, Elisa - Q15042

Numéro d'article: CM0018854



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin RAB3GAP1 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Sous-unité catalytique du complexe Rab3GAP, jouant un rôle dans le neurodéveloppement et le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB3GAP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22930
GeneID	22930
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-780 de la protéine RAB3GAP1 humaine (NP_001165906.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15042
Poids de la protéine	111kDa
Expédition	Sac de glace