

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab3Gap2 Pour Wb Et Elisa - Q9H2M9

Numéro d'article: CM0022007



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RAB3GAP2 (p150), recommandé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation des Rab GTPases, du trafic vésiculaire et des processus neurodéveloppementaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB3GAP2 pAb de lapin
Remarques / Alias	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	25782
ID du gène	25782
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H2M9
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac de glace