


Anticorps Polyclonal Anti-Rab3Ip Pour Wb, Elisa - Q96Qf0

Numéro d'article: CM0030381



Introduction

RAB3IP Rabbit pAb validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. La cible RAB3IP est un GEF pour RAB8A/B, impliqué dans le trafic vésiculaire et la ciliogenèse. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB3IP Rabbit pAb
Remarques/Alias	RABIN3 ; RABIN8 ; RAB3IP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	117177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de RAB3IP humain (NP_071901.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96QF0
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace