


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab45 Pour Wb Et Elisa - Q8Iz41

Numéro d'article: CM0006777



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin RAB45 de CamelBio (clone RAB45, immunogène : acides aminés 1-120 N-terminaux) est validé pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour étudier le transport médié par la dynéine, le trafic endosomal et la recherche sur le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-RAB45
Remarques/Alias	TSG ; RAB45
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	158158
Identifiant du gène	158158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la protéine RAB45 humaine (NP_689786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IZ41
Poids moléculaire protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace