


Anticorps Monoclonal Anti-Rab4A Pour Wb - P20338

Numéro d'article: CM0010825



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine RAB4A (P20338). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du trafic intracellulaire, de la signalisation VEGFR2 et des voies endosomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	RAB4A Rabbit mAb
Remarques / Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5867
GeneID	5867
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20338
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace