

Anticorps Monoclonal Anti-Rab5A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20339

Numéro d'article: CM0007442



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le RAB5A humain, un régulateur clé du trafic endosomal. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic endocytaire et la fusion membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB5A Lapin mAb
Remarques/Alias	RAB5A; RAB5; protéine Ras liée Rab-5A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5868
ID de gène	5868
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 115-215 du RAB5A humain (NP_004153.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20339
Poids de la protéine	22kDa/23kDa
Expédition	Sac de glace