

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab5A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20339

Numéro d'article: CM0013349



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin RAB5A (P20339) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible le régulateur du trafic des endosomes précoces RAB5A ; idéal pour les études sur le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAB5A Lapin pAb
Remarques/Alias	RAB5; RAB5A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5868
GeneID	5868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 de RAB5A humaine (NP_004153.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20339
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace