

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab5B Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P61020

Numéro d'article: CM0026021



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAB5B validé pour Western blot, IF/ICC, IF-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine Rab-5B liée à Ras, un régulateur clé du trafic endocytaire précoce pour la recherche sur la dynamique membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB5B Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAB5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5869
GeneID	5869
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la protéine RAB5B humaine (NP_002859.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61020
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace