

Anticorps Polyclonal Anti-Rab5C Pour Wb, Elisa - P51148

Numéro d'article: CM0022904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RAB5C humaine (SWISS P51148) pour les applications WB et ELISA. Immunogène : protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-216. Réaction croisée avec l'homme ; poids de la protéine 23 kDa. Idéal pour la recherche sur le trafic endocyttaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB5C pAb de lapin
Remarques / Alias	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5878
ID du gène	5878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-216 de la RAB5C humaine (NP_958842.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51148
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace