

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab5C / Rabl Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148

Numéro d'article: CM0003225



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le RAB5C/RABL humain, adapté au WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire : 23 kDa. Idéal pour l'étude du trafic endocytyque précoce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb de lapin RAB5C / RABL
Remarques/Alias	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5878
GeneID	5878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-216 du RAB5C / RABL humain (P51148)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51148
Poids Protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace