

Anticorps Monoclonal Anti-Rab7 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Numéro d'article: CM0005828



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant le RAB7 humain, adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour l'étude du trafic endo-lysosomal et des maladies connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAB7 Souris mAb
Remarques/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7879
ID de Gène	7879
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 108-207 du RAB7 humain (NP_004628.4).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51149
Poids Protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace