

Anticorps Polyclonal Anti-Rab7 Pour Wb, Ip, Elisa - P51149

Numéro d'article: CM0013815



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre RAB7 (protéine Rab-7a apparentée à Ras) validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic endosomal, l'autophagie et le transport vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7879
GeneID	7879
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 100-207 de la protéine RAB7 humaine (NP_004628.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51149
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace