

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rab7 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Numéro d'article: CM0003289



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant RAB7 humain. Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour les études de trafic endosomal ; adapté au développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | mAb de lapin anti-RAB7                                                                                                                        |
| Remarques/Alias             | RAB7 ; CMT2B ; PRO2706                                                                                                                        |
| Espèce cible                | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)             | 7879                                                                                                                                          |
| GeneID                      | 7879                                                                                                                                          |
| Immunogène                  | Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 108-207 de RAB7 humain (NP_004628.4) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application                 | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                       | P51149                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire protéique | 23 kDa                                                                                                                                        |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                                  |