

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab7 Pour Wb, Elisa - P51149

Numéro d'article: CM0017673



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RAB7 humain (protéine Rab-7a liée à Ras). Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du trafic endo-lysosomal, de l'autophagie et de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB7 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAB7; CMT2B; PRO2706
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7879
GeneID	7879
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-207 du RAB7 humain (NP_004628.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51149
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace