


Anticorps Monoclonal Anti-Rab8A Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

Numéro d'article: CM0002670



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine RAB8A humaine (MEL, RAB8). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur le trafic intracellulaire, la ciliogenèse et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB8A mAb de lapin
Remarques / Alias	MEL ; RAB8 ; RAB8A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4218
GeneID	4218
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 207 de la RAB8A humaine (P61006).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61006
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace