


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab8A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61006

Numéro d'article: CM0019214



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin RAB8A validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît RAB8A humain, souris, rat (24 kDa). Idéal pour étudier le trafic intracellulaire, la ciliogenèse, l'autophagie et la polarisation épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAB8A Lapin pAb
Remarques/Alias	MEL; RAB8; RAB8A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4218
GeneID	4218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-207 de RAB8A humain (NP_005361.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61006
Poids Moléculaire Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace