

Anticorps Monoclonal Anti-Rab9A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51151

Numéro d'article: CM0009118



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine RAB9A humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. RAB9A est un régulateur clé du trafic endosome-TGN. Idéal pour les études de transport intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB9A Lapin mAb
Remarques / Alias	RAB9; RAB9A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9367
GeneID	9367
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la RAB9A humaine (NP_004242.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51151
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace