

Anticorps Monoclonal Anti-Rab9P40 Pour Wb, Elisa - Q7Z6M1

Numéro d'article: CM0003464

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin spécifique au RAB9P40 humain (effecteur Rab9 p40), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport de l'endosome vers le réseau trans-Golgien (TGN) dans le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAB9P40 Lapin mAb
Remarques/Alias	p40; RAB9P40; bA65N13.1
Espèce	Humain
ID de Gène	10244
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 273-372 du RAB9P40 humain (Q7Z6M1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z6M1
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace