

Anticorps Polyclonal Anti-Rabac1 Pour Wb, Elisa - Q9Ui14

Numéro d'article: CM0019494

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RABAC1 humain (PRA1), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Utile pour les études du trafic des vésicules golgiennes et de la régulation des protéines Rab.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RABAC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	10567
Identifiant du Gène	10567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 du RABAC1 humain (NP_006414.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Ui14
Poids Moléculaire Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace