


Anticorps Polyclonal Anti-Rabgap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3P9

Numéro d'article: CM0017989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RABGAP1, une protéine activatrice des GTPases Rab impliquée dans la fonction du centrosome et la progression du cycle cellulaire. Convient pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit avec des échantillons humains et de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RABGAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GAPCENA; TBC1D11; RABGAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23637
GeneID	23637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 830-1069 de RABGAP1 humain (NP_036329.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y3P9
Poids Protéique	122kDa
Expédition	Sac de glace