

Anticorps Polyclonal Anti-Rabggta Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92696

Numéro d'article: CM0024484

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RABGGTA humain (sous-unité alpha de la rabgéranylgéranyltransférase) validé pour Western blot, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la prénylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RABGGTA Lapin pAb
Remarques/Alias	PTAR3; RABGGTA
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5875
ID de Gène	5875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-360 du RABGGTA humain (NP_878256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92696
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace