

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rabl3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Hyi8

Numéro d'article: CM0018719

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RABL3 humain (PNCA5), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Cible une petite GTPase impliquée dans la signalisation KRAS et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RABL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PNCA5; RABL3
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	285282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-236 de RABL3 humain (NP_776186.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5HYI8
Poids Moléculaire de la Protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace