


Anticorps Polyclonaux Anti-Rac Gtpase-Activating Protein 1 (Rgap1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0H5

Numéro d'article: CM0027125



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin dirigés contre le RGAP1 humain (Rac GTPase-activating protein 1), validés pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le RGAP1 humain, de souris et de rat ; poids moléculaire prédit de 71 kDa. Convient pour la recherche sur le cycle cellulaire et la cytokinèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RGAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	29127
ID de gène	29127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 353-632 du RGAP1 humain (NP_001119576.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0H5
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace