


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rac1/2/3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Numéro d'article: CM0028674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-Rac1/2/3 validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763). Idéal pour la recherche sur la migration cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin Rac1/2/3
Remarques/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5879/ 5880/ 5881
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-192 de Rac1/2/3 humain (NP_008839.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63000/P15153/P60763
Poids moléculaire protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace