

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rac2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15153

Numéro d'article: CM0015565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RAC2 humain (p21-Rac2), pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte le RAC2 endogène dans les cellules hématopoïétiques ; idéal pour les recherches sur l'oxydase NADPH, la phagocytose et la signalisation des GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Gx ; EN-7 ; IMD73A ; IMD73B ; IMD73C ; HSPC022 ; p21-Rac2 ; RAC2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5880
GeneID	5880
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 192 du RAC2 humain (NP_002863.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P15153
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace