


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rac3 Pour Wb, Elisa - P60763

Numéro d'article: CM0026539



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin (PAb) RAC3 pour applications WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Cible la petite GTPase RAC3 impliquée dans l'étalement cellulaire et la dynamique de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin RAC3
Remarques/Alias	RAC3
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	5881
ID du Gène	5881
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-192 de la protéine RAC3 humaine (NP_005043.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P60763
Poids Moléculaire de la Protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace