

Anticorps Monoclonal Anti-Rack1 Pour Wb Et Elisa - P63244

Numéro d'article: CM0010972



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre RACK1 humain (P63244), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour la recherche sur la traduction, la signalisation et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RACK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10399
ID de gène	10399
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-310 de RACK1 humain (P63244).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63244
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace