

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rack1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P63244

Numéro d'article: CM0019032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RACK1 humain (GNB2L1), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation, de la traduction et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RACK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	H12.3 ; HLC-7 ; PIG21 ; GNB2L1 ; Gnb2-rs1 ; RACK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10399
GeneID	10399
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-290 du RACK1 humain (NP_006089.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63244
Poids Moléculaire Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace