


Anticorps Monoclonal Anti-Rad18 Pour Wb Et Elisa - Q9Ns91

Numéro d'article: CM0004112



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant Rad18 pour les applications WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur la réparation post-réplication et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rad18 mAb lapin
Remarques/Alias	RNF73 ; Rad18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56852
GeneID	56852
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Rad18 humaine (Q9NS91)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NS91
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac à glace