


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad18 Pour Wb, Elisa - Q9Ns91

Numéro d'article: CM0027121



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin Anti-RAD18 validé pour le Western blot et l'ELISA, ciblant la ligase E3 d'ubiquitine-protéine humaine RAD18 (RNF73). Essentiel pour les études de recherche sur la réparation post-réplication et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	pAb de Lapin Rad18
Remarques/Alias	RNF73 ; Rad18
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	56852
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216-495 de Rad18 humain (NP_064550.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NS91
Poids Moléculaire de la Protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace